

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

Control	Lot	
Tri-Level	22404-1K	2024-08-29
Low	22404-11	2024-08-29
Normal	22404-12	2024-08-29
High	22404-13	2024-09-02

SWELAB		CONTROL	L
Swelab Alfa/Alfa Plus		LOT	22404-11
		Mean	± Range
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.21	0.12
MCV	fL	68.5	5.0
RDW	%	13.9	4.0
Hct	%	15.1	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	85	15
MPV	fL	12.6	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.6	0.3
MCH	pg	25.3	1.5
MCHC	g/dL	37.1	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.1	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.8
Lymph	%	48.3	7.0
Mid	%	4.0	5.0
Gran	%	47.7	7.0

CONTROL	N
LOT	22404-12
Mean	± Range
4.20	0.18
82.0	5.0
13.9	4.0
34.4	3.0
234	30
12.9	1.5
8.2	0.6
11.9	0.4
28.3	1.5
34.6	3.0
4.0	0.6
0.4	0.5
3.8	1.0
49.0	5.0
4.7	5.0
46.3	5.0

CONTROL	H
LOT	22404-13
Mean	± Range
5.08	0.22
93.6	5.0
13.1	4.0
47.5	3.5
535	60
13.1	1.5
20.4	1.8
16.1	0.5
31.7	1.5
33.9	3.0
13.0	1.5
0.7	1.0
6.7	2.5
63.8	5.0
3.5	5.0
32.7	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dni (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Σταθιρότητα δείγματος μετά την αλοσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonū stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelværdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Opseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22404-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2240411+  
Exp.: 29-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22404-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2240412+  
Exp.: 29-Aug-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22404-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2240413+  
Exp.: 2-Sep-2024

